

# KERN MSW 200

**KERN**

Cómodo medidor de circunferencia con práctico mecanismo de extracción



Dimensiones del embalaje (A×P×A) 70×100×25 mm

Peso neto 0,045 kg

Método de envío Servicio de paquetes

Peso neto aprox. 0,05 kg

Peso bruto aprox. 0,10 kg

Peso de envío 0,1 kg

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanzas médicas
Grupo de producto	Medición del tamaño del cuerpo
Familia de productos	MSW

## Sistema de medición

Unidad predefinida	mm
Unidades de medición	mm
División	0,1 cm
Rango de medición longitud [Min]	10 cm
Rango de medición longitud [Max]	205 cm
Tolerancia tallímetro	5 mm
Rango de medición tallímetro (cm)	0-205cm @ 0,1cm ± 0,5cm

## Diseño

Dimensiones del aparato (A×P×A)	55×90×20 mm
Dimensiones de carcasa (A×P×A)	55×90×20 mm
Alineación de medición	horizontal

## Condiciones medioambientales

Temperatura de uso [Min]	10 °C
Temperatura de uso [Max]	40 °C
Temperatura de almacenamiento [Min]	-20 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	60 °C

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
------------------------	-----