

KERN MSW 200

Ruban de mesure avec enrouleur pratique

KERN



Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,05 kg
Poids brut env.	0,10 kg
Poids d'expédition	0,1 kg

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balance médicale
Groupe de produit	Mesure de la taille du corps
Famille de produits	MSW

Système de mesure

Unité prééglée	mm
Unités de mesure	mm
Division	0,1 cm
Plage de mesure longueur [Min]	10 cm
Plage de mesure longueur [Max]	205 cm
Tolérance toise	5 mm
Plage de mesure toise (cm)	0-205cm @ 0,1cm ± 0,5cm

Forme de construction

Dimensions appareil (L×P×H)	55×90×20 mm
Dimensions boîtier (L×P×H)	55×90×20 mm
Alignement de mesure	horizontal

Conditions environnementales

Température d'utilisation [Min]	10 °C
Température d'utilisation [Max]	40 °C
Température de stockage [Min]	-20 °C
Température de stockage [Max]	60 °C

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	70×100×25 mm
Poids net	0,045 kg