

KERN MSW 200

KERN

Medidor de perímetro bom de manejar com mecanismo prático de extração



Dimensões da embalagem (L×P×A) 70×100×25 mm

Peso líquido 0,045 kg

Método de envio Serviço de encomendas

Peso líquido aprox. 0,05 kg

Peso bruto aprox. 0,10 kg

Peso de envio 0,1 kg

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balanças médicas
Grupo de produto	Medição do tamanho do corpo
Família de produto	MSW

Sistema de medição

Unidade pré-ajustada	mm
Unidades de medição	mm
Divisão	0,1 cm
Gama de medição longitude [Min]	10 cm
Gama de medição longitude [Max]	205 cm
Tolerância vara de medição	5 mm
Gama de medição vara de medição (cm)	0-205cm @ 0,1cm ± 0,5cm

Desenho

Dimensões dispositivo (L×P×A)	55×90×20 mm
Dimensões da caixa (L×P×A)	55×90×20 mm
Medição de alinhamento	horizontal

Condições ambientais

Temperatura de uso [Min]	10 °C
Temperatura de uso [Max]	40 °C
Temperatura de armazenamento [Min]	-20 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	60 °C

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
-----------------------	-----