

KERN MSW 200S05

KERN

Cómodo medidor de circunferencia con práctico mecanismo de extracción



Temperatura de almacenamiento [Min] -20 °C

Temperatura de almacenamiento [Max] 60 °C

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	400×500×200 mm
Peso neto	0,25 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,25 kg
Peso bruto aprox.	0,50 kg
Peso de envío	8 kg

Pictogramas

STANDARD



1 DAY

Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanzas médicas
Grupo de producto	Medición del tamaño del cuerpo
Familia de productos	MSW

Sistema de medición

Unidad predefinida	mm
Unidades de medición	mm
División	1 mm
Rango de medición longitud [Min]	10 cm
Rango de medición longitud [Max]	2,05 m
Tolerancia tallímetro	5 mm
Rango de medición tallímetro (cm)	0-200cm @ 0,1cm ± 0,5cm

Homologación

Marca CE	✓
Acreditación médica	✓

Diseño

Dimensiones del aparato (A×P×A)	55×90×20 mm
Dimensiones de carcasa (A×P×A)	55×90×20 mm
Dimensiones completamente montado (A×P×A)	55×90×20 mm
Alineación de medición	horizontal

Condiciones medioambientales

Temperatura de uso [Min]	10 °C
Temperatura de uso [Max]	40 °C