

KERN MSW 200S05

KERN

Ruban de mesure avec enrouleur pratique



Température de stockage [Max] 60 °C

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	400×500×200 mm
Poids net	0,25 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,25 kg
Poids brut env.	0,50 kg
Poids d'expédition	8 kg

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balance médicale
Groupe de produit	Mesure de la taille du corps
Famille de produits	MSW

Système de mesure

Unité prééglée	mm
Unités de mesure	mm
Division	1 mm
Plage de mesure longueur [Min]	10 cm
Plage de mesure longueur [Max]	2,05 m
Tolérance toise	5 mm
Plage de mesure toise (cm)	0-200cm @ 0,1cm ± 0,5cm

Homologation

Sigle CE	✓
Approbation médicale	✓

Forme de construction

Dimensions appareil (L×P×H)	55×90×20 mm
Dimensions boîtier (L×P×H)	55×90×20 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	55×90×20 mm
Alignement de mesure	horizontal

Conditions environnementales

Température d'utilisation [Min]	10 °C
Température d'utilisation [Max]	40 °C
Température de stockage [Min]	-20 °C