

KERN MSW 200S05

KERN

Maneggevole misuratore circonferenze con pratico meccanismo estraibile



Temperatura di stoccaggio [Max] 60 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	400×500×200 mm
Peso netto	0,25 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,25 kg
Peso lordo ca.	0,50 kg
Peso di spedizione	8 kg

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance mediche
Gruppo di prodotti	Misurazione delle dimensioni del corpo
Famiglia di prodotti	MSW

Sistema di misura

Unità preimpostata	mm
Unità di misura	mm
Divisione	1 mm
Campo di misura lunghezza [Min]	10 cm
Campo di misura lunghezza [Max]	2,05 m
Tolleranza statimetro	5 mm
Campo di misura statimetro (cm)	0-200cm @ 0,1cm ± 0,5cm

Omologazione

Marchio CE	✓
Approvazione medica	✓

Design

Dimensioni dispositivo (L×P×H)	55×90×20 mm
Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	55×90×20 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	55×90×20 mm
Allineamento di misura	orizzontale

Condizioni ambientali

Utilizzare la temperatura [Min]	10 °C
Utilizzare la temperatura [Max]	40 °C
Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C