

KERN MSW 200S05

KERN

Medidor de perímetro bom de manejar com mecanismo prático de extração



Temperatura de armazenamento [Min] -20 °C

Temperatura de armazenamento [Max] 60 °C

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	400×500×200 mm
Peso líquido	0,25 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,25 kg
Peso bruto aprox.	0,50 kg
Peso de envio	8 kg

Pictogramas

STANDARD



1 DAY

Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balanças médicas
Grupo de produto	Medição do tamanho do corpo
Família de produto	MSW

Sistema de medição

Unidade pré-ajustada	mm
Unidades de medição	mm
Divisão	1 mm
Gama de medição longitude [Min]	10 cm
Gama de medição longitude [Max]	2,05 m
Tolerância vara de medição	5 mm
Gama de medição vara de medição (cm)	0-200cm @ 0,1cm ± 0,5cm

Homologação

Sinal CE	✓
Homologação clínica	✓

Desenho

Dimensões dispositivo (L×P×A)	55×90×20 mm
Dimensões da caixa (L×P×A)	55×90×20 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	55×90×20 mm
Medição de alinhamento	horizontal

Condições ambientais

Temperatura de uso [Min]	10 °C
Temperatura de uso [Max]	40 °C