



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Stativ

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	560×40×1013 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	1000×560×30 mm
Stativhöhe	1050 mm
Stativ drehbar	✓
Stativ neigbar	✓

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	600×1100×25 mm
Nettogewicht	4 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	4,0 kg
Bruttogewicht ca.	4,4 kg
Versandgewicht	4,4 kg

## Piktogramme

### STANDARD

