



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia
Gruppo di prodotti	Stativo

Design

Dimensioni (L×P×A)	560×40×1013 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	1000×560×30 mm
Stativo altezza	1050 mm
Stativo rotabile	✓
Stativo inclinabile	✓

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	600×1100×25 mm
Peso netto	4 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	4,0 kg
Peso lordo ca.	4,4 kg
Peso di spedizione	4,4 kg

Pittogrammi

STANDARD

