


# KERN MWS-A01

**KERN**

Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeräts



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Stativ

## Bauform

Material	Aluminium
Stativhöhe	950 mm

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	930×530×110 mm
Nettogewicht	4,26 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	4,4 kg
Bruttogewicht ca.	6 kg
Versandgewicht	10,8 kg

## Piktogramme

STANDARD

