

KERN MWS-A01

Soporte para elevar el indicador

KERN



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanzas
Grupo de producto	Trípode

Diseño

Material	aluminio
Soporte altura	950 mm

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	930×530×110 mm
Peso neto	4,26 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	4,4 kg
Peso bruto aprox.	6 kg
Peso de envío	10,8 kg

Pictogramas

STANDARD

