


KERN MWS-A01

KERN

Stativo per innalzare l'apparecchio indicatore



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia
Gruppo di prodotti	Stativo

Design

Materiale	alluminio
Stativo altezza	950 mm

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	930×530×110 mm
Peso netto	4,26 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	4,4 kg
Peso lordo ca.	6 kg
Peso di spedizione	10,8 kg

Pittogrammi

STANDARD



1 DAY