

# KERN MWS-A02

**KERN**

Set de barres de retenue pour montage sur la plateforme de pesée pour chaise roulante KERN MWS 300K100M



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balances
Groupe de produit	Barre de maintien

## Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	60×1150×900 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	810×1155×930 mm
Matériau plateforme	acier, laqué

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	2 d
Dimensions emballage (L×P×H)	1270×435×135 mm
Poids net	18,5 kg
Mode de livraison	Transporteur
Poids net env.	19 kg
Poids brut env.	24 kg
Poids d'expédition	22,9 kg

## Pictogrammes

STANDARD

