

KERN MWS-A02

KERN

Steunbeugelset voor montage op de rolstoelweegschaal KERN MWS 300K100M



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal
Productgroep	Leuning

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	60×1150×900 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	810×1155×930 mm
Materiaal plateau	staal, gelakt

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	2 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	1270×435×135 mm
Nettogewicht	18,5 kg
Verzendmethode	Expeditie
Nettogewicht ca.	19 kg
Brutogewicht ca.	24 kg
Verzendgewicht	22,9 kg

Pictogrammen

STANDARD

