

KERN OBB-A 1 109

KERN

Achromatisch objectief, 100 x / 1,25 (olie) (geveerd) W.D. (0,07 mm)



Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	Microscoop objectief achromatisch

Ontwerp

Anti fungus	✓
-------------	---

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	65×40×40 mm
Nettogewicht	0,3 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Brutogewicht ca.	0,60 kg
Verzendgewicht	0,6 kg

Objectief

Objectiefkwaliteit	Achromatisch
Objectief vergroting	100 x
Numerieke apertuur	1,25
Objectief werkende afstand	0,07 mm