

KERN OBB-A1111

Achromatisches Objektiv, 4 x /0,1 W.D. (18,6 mm)

KERN



Piktogramme

STANDARD



Kategorie

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| Marke | Optics |
| Produktkategorie | Optisches Instrument |
| Produktgruppe | Mikroskopobjektiv achromatisch |

Bauform

| | |
|-------------|---|
| Anti-Fungus | ✓ |
|-------------|---|

Umgebungsbedingungen

| | |
|-----------------------|-------|
| Lagertemperatur [Min] | -5 °C |
| Lagertemperatur [Max] | 40 °C |

Verpackung & Versand

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 65×40×40 mm |
| Nettogewicht | 0,3 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,30 kg |
| Bruttogewicht ca. | 0,60 kg |
| Versandgewicht | 0,6 kg |

Objektiv

| | |
|-------------------------|--------------|
| Objektivqualität | Achromatisch |
| Objektiv Vergrößerung | 4 x |
| Numerische Apertur | 0,1 |
| Objektiv Arbeitsabstand | 18,6 mm |