

# KERN OBB-A1111

Achromatisch objectief, 4 x /0,1 W.D. (18,6 mm)

# KERN



## Pictogrammen

### STANDARD



## Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	Microscoop objectief achromatisch

## Ontwerp

Anti fungus	✓
-------------	---

## Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

## Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	65×40×40 mm
Nettogewicht	0,3 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Brutogewicht ca.	0,60 kg
Verzendgewicht	0,6 kg

## Objektief

Objectiefkwaliteit	Achromatisch
Objectief vergroting	4 x
Numerieke apertuur	0,1
Objectief werkende afstand	18,6 mm