

# KERN OBB-A 1113

**KERN**

Objetiva acromática, 60 x /0,85 (com suspensão) W.D. (0,1 mm)

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoria

Marca	Optics
Categoria de produto	Instrumento ótico
Grupo de produto	Objetiva acromática de microscópio

## Desenho

Anti fungus	✓
-------------	---

## Condições ambientais

Temperatura de armazenamento [Min]	-5 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	65×40×40 mm
Peso líquido	0,3 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,30 kg
Peso bruto aprox.	0,60 kg
Peso de envio	0,6 kg

## Objectiva

Qualidade da objetiva	Acromática
Objetivo ampliação	60 x
Abertura numérica	0,85
Objetiva distância de trabalho	0,1 mm