

# KERN OBB-A 1128

Tubus binoculaire

**KERN**



## Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	Microscopkop

## Ontwerp

Tubus type	Siedentopf
Tubus type	Binoculaire
Hoek van de tubus	45°
Dioptrische aanpassing	een zijde
Interpupilaire afstand [Max]	75 mm
Interpupilaire afstand [Min]	50 mm

## Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	265×185×165 mm
Nettogewicht	1,4 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,4 kg
Brutogewicht ca.	2,0 kg
Verzendgewicht	2 kg

## Pictogrammen

STANDARD

