

# KERN OBB-A 1137

**KERN**

C-Mount-Kamera-Adapter 0,5 x, justierbarer Fokus (für trinokulare Modelle)



## Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	Mikroskopkameraadapter

## Bauform

Kamera-Adapter Art	C-Mount
Unterstützte Kameratypen	Mikroskop-Cam
C-Mount fokussierbar	✓
C-Mount Vergrößerung	0,5 x

## Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	100×50×50 mm
Nettogewicht	0,2 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Bruttogewicht ca.	0,50 kg
Versandgewicht	0,5 kg

## Piktogramme

STANDARD

