

# KERN OBB-A 1153

**KERN**

100 W-HBO-Epi-Fluoreszenzeinheit (B/G) inklusive Zentrierungs-Objektiv



## Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	Fluoreszenzeinheit

## Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Netzteil
-------------------------------	----------

## Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	395×390×310 mm
Nettogewicht	5 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	5,0 kg
Bruttogewicht ca.	6 kg
Versandgewicht	9,6 kg

## Piktogramme

### STANDARD

