

KERN OBB-A 1153

KERN

Unidade de fluorescência 100 W-HBO-Epi (A/V) inclusive objetiva de centragem



Categoria

Marca	Optics
Categoria de produto	Instrumento ótico
Grupo de produto	Unidade de fluorescência

Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida	Unidade de fornecimento de energia
--------------------------------	------------------------------------

Condições ambientais

Temperatura de armazenamento [Min]	-5 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	395×390×310 mm
Peso líquido	5 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	5,0 kg
Peso bruto aprox.	6 kg
Peso de envio	9,6 kg

Pictogramas

STANDARD



1 DAY