

KERN OBB-A 1155

Fluorescentie-eenheid KERN OBB-A 1155



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	Fluorescentie-unit

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
--------------------------------	-----------------

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	550×460×320 mm
Nettogewicht	8,5 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	9 kg
Brutogewicht ca.	9 kg
Verzendgewicht	16,2 kg

Pictogrammen

STANDARD

