

# KERN OBB-A 1 156

**KERN**

Unidad HBO Epifluorescencia de 5W (B/G) con objetivo de centrado incluido



## Categoría

Marca	Optics
Categoría de producto	Instrumento óptico
Grupo de producto	Unidad de fluorescencia

## Alimentación

Alimentación suministrada	Fuente de alimentación
---------------------------	------------------------

## Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-5 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	395×390×310 mm
Peso neto	5 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	5,0 kg
Peso bruto aprox.	6 kg
Peso de envío	9,6 kg

## Pictogramas

STANDARD

