

# KERN OBB-A 1 156

**KERN**

5W-led-Epi-fluorescentie-unit (B/G) inclusief centreringsobjectief



## Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	Fluorescentie-unit

## Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
--------------------------------	-----------------

## Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	395×390×310 mm
Nettogewicht	5 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	5,0 kg
Brutogewicht ca.	6 kg
Verzendgewicht	9,6 kg

## Pictogrammen

STANDARD

