

KERN OBB-A 1 156

KERN

Unidade de epifluorescência LED de 5 W (B/G) incluindo objetiva de centragem



| Categoria | |
|----------------------|--------------------------|
| Marca | Optics |
| Categoria de produto | Instrumento ótico |
| Grupo de produto | Unidade de fluorescência |

| Fornecimento de energia | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Fonte de alimentação fornecida | Unidade de fornecimento de energia |

| Condições ambientais | |
|------------------------------------|-------|
| Temperatura de armazenamento [Min] | -5 °C |
| Temperatura de armazenamento [Max] | 40 °C |

| Embalagem e expedição | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Leitura força [d] (N) | 1 d |
| Dimensões da embalagem (L×P×A) | 395×390×310 mm |
| Peso líquido | 5 kg |
| Método de envio | Serviço de encomendas |
| Peso líquido aprox. | 5,0 kg |
| Peso bruto aprox. | 6 kg |
| Peso de envio | 9,6 kg |

Pictogramas

STANDARD

