

# KERN OBB-A 1157

**KERN**

Unidade de epifluorescência LED de 5 W (B/G) incluindo objetiva de centragem



## Categoria

Marca	Optics
Categoria de produto	Instrumento ótico
Grupo de produto	Unidade de fluorescência

## Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida	Unidade de fornecimento de energia
--------------------------------	------------------------------------

## Condições ambientais

Temperatura de armazenamento [Min]	-5 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	395×390×310 mm
Peso líquido	5 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	5,0 kg
Peso bruto aprox.	6 kg
Peso de envio	9,6 kg

## Pictogramas

### STANDARD

