


# KERN OBB-A 1 165

**KERN**

Filtro giallo, adatto per i modelli: OBF-1, OBL-1, OBD-1, OBN-1, OKO-1, OPO-1



## Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Strumento ottico
Gruppo di prodotti	Filtro per microscopio

## Design

Filtro - tipo	Standard
Filtro - diametro	45 mm
Filtro - colore	giallo

## Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	50×50×2 mm
Peso netto	0,1 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,10 kg
Peso lordo ca.	0,20 kg
Peso di spedizione	0,2 kg

## Pittogrammi

STANDARD



1 DAY