


# KERN OBB-A 1 188

**KERN**

Filter Grün, passend für Modelle: OBF-1, OBL-1, OBD-1, OBN-1, OKO-1, OPO-1



## Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	Mikroskopfilter

## Bauform

Filter-Art	Standard
Filter-Durchmesser	45 mm
Filter-Farbe	Grün

## Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	50×50×2 mm
Nettogewicht	0,1 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Bruttogewicht ca.	0,20 kg
Versandgewicht	0,2 kg

## Piktogramme

STANDARD

