

# KERN OBB-A 1210

**KERN**

Tubo trinoculare



## Pittogrammi

STANDARD



### Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Strumento ottico
Gruppo di prodotti	Testa del microscopio

### Design

Dimensioni (L×P×A)	230×120×100 mm
Tubo tipo	Siedentopf
Tubo tipo	Trinoculare
Angolo di inclinazione del tubo	30°
Tubo con rotazione a 360°	✓
Compensazione diottrica	unilaterale
Distribuzione fascio	100:0
Distanza interpupillare [Max]	75 mm
Distanza interpupillare [Min]	50 mm

### Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

### Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	265×185×165 mm
Peso netto	1,4 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	1,4 kg
Peso lordo ca.	2,0 kg
Peso di spedizione	2 kg