

KERN OBB-A 1210

Tubus-trinoculaire

KERN



Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	Microscopkop

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	230×120×100 mm
Tubus type	Siedentopf
Tubus type	Trinoculaire
Hoek van de tubus	30°
Tubus 360° rotatie	✓
Dioptrische aanpassing	een zijde
Straalpadverdeling	100:0
Interpupilaire afstand [Max]	75 mm
Interpupilaire afstand [Min]	50 mm

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	265×185×165 mm
Nettogewicht	1,4 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,4 kg
Brutogewicht ca.	2,0 kg
Verzendgewicht	2 kg