

KERN OBB-A 1227

Tubus Monokular, 30° geneigt, 360° drehbar

KERN



Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	Mikroskopkopf

Bauform

Tubus Art	Monokular
Tubus Neigungswinkel	30°
Tubus 360°-Rotation	✓

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	190×130×100 mm
Nettogewicht	1,2 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	1,2 kg
Bruttogewicht ca.	1,8 kg
Versandgewicht	1,8 kg

Piktogramme

STANDARD

