

KERN OBB-A 1242

KERN

Objectif planachromatique 100 x / 1,25 (0,69 mm) (à ressort) (huile)

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produits	Instrument optique
Groupe de produit	Objectif pour microscope

Forme de construction

Anti fungus	✓
-------------	---

Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-5 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	65×40×40 mm
Poids net	0,3 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,30 kg
Poids brut env.	0,60 kg
Poids d'expédition	0,6 kg

Objectifs

Qualité des objectifs	Plan achromatique
Objectif magnification	100 x
Convertisseur numérique-analogique	1,25
Objectif distance de travail	0,69 mm