

KERN OBB-A 1246

Planachromatisches Objektiv 10 x

KERN

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

| | |
|------------------|----------------------|
| Marke | Optics |
| Produktkategorie | Optisches Instrument |
| Produktgruppe | Mikroskopobjektiv |

Bauform

| | |
|-------------|---|
| Anti-Fungus | ✓ |
|-------------|---|

Umgebungsbedingungen

| | |
|-----------------------|-------|
| Lagertemperatur [Min] | -5 °C |
| Lagertemperatur [Max] | 40 °C |

Verpackung & Versand

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 65×40×40 mm |
| Nettogewicht | 0,3 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,30 kg |
| Bruttogewicht ca. | 0,60 kg |
| Versandgewicht | 0,6 kg |

Objektiv

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Objektivqualität | Plan Achromatisch |
| Objektiv Vergrößerung | 10 x |
| Numerische Apertur | 0,25 |
| Objektiv Arbeitsabstand | 8,87 mm |