

# KERN OBB-A 1249

Obiettivo Plan 20 x / 0,4

# KERN



## Pittogrammi

STANDARD



1 DAY

## Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Strumento ottico
Gruppo di prodotti	Obiettivo per microscopio

## Design

Anti fungus	✓
-------------	---

## Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	65×40×40 mm
Peso netto	0,3 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,30 kg
Peso lordo ca.	0,60 kg
Peso di spedizione	0,6 kg

## Obiettivo

Qualità delle lenti	Plan acromatico
Obiettivo ingrandimento	20 x
Apertura numerica	0,4
Obiettivo distanza di lavoro	1,5 mm