

KERN OBB-A 1251

KERN

Obiettivo planacromatico Infinity (senza vetrino coprioggetto) 20 x /0,4, (2,14 mm) (molleggiato)



Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Strumento ottico
Gruppo di prodotti	Obiettivo per microscopio

Design

Anti fungus	✓
-------------	---

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	65×40×40 mm
Peso netto	0,3 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,30 kg
Peso lordo ca.	0,60 kg
Peso di spedizione	0,6 kg

Obiettivo

Qualità delle lenti	Planare infinito
Obiettivo ingrandimento	20 x
Apertura numerica	0,4
Obiettivo distanza di lavoro	2,14 mm