

KERN OBB-A 1251

KERN

Infinity plan-achromatisch objectief (zonder dekglas) 20 x /0,4, (2,14 mm) (geveerd)



Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	Microscoop objectief

Ontwerp

Anti fungus	✓
-------------	---

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	65×40×40 mm
Nettogewicht	0,3 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Brutogewicht ca.	0,60 kg
Verzendgewicht	0,6 kg

Objectief

Objectiefkwaliteit	Infinity Plan
Objectief vergroting	20 x
Numerieke apertuur	0,4
Objectief werkende afstand	2,14 mm