

KERN OBB-A 1253

KERN

Objetiva plano acromática 20 x /0,35 (1,6 mm) (com molas)

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	Optics
Categoria de produto	Instrumento ótico
Grupo de produto	Objetiva de microscópio

Desenho

Anti fungus	✓
-------------	---

Condições ambientais

Temperatura de armazenamento [Min]	-5 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	65×40×40 mm
Peso líquido	0,3 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,30 kg
Peso bruto aprox.	0,60 kg
Peso de envio	0,6 kg

Objectiva

Qualidade da objetiva	Plana acromática
Objetivo ampliação	20 x
Abertura numérica	0,35
Objetiva distância de trabalho	1,6 mm