

KERN OBB-A 1341

KERN

Tubus-trinoculaire

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	Microscopkop

Ontwerp

Tubus type	Siedentopf
Tubus type	Trinoculaire
Hoek van de tubus	30°
Tubus 360° rotatie	✓
Dioptische aanpassing	een zijde
Straalpadverdeling	20:80
Interpupilaire afstand [Max]	75 mm
Interpupilaire afstand [Min]	50 mm

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	190×130×100 mm
Nettogewicht	1,2 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,2 kg
Brutogewicht ca.	1,8 kg
Verzendgewicht	1,8 kg