

# KERN OBB-A 1393

Infinity PH-plan-objectief 100 x

# KERN



## Pictogrammen

STANDARD



### Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	PH-Objectief

### Ontwerp

Anti fungus	✓
-------------	---

### Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

### Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	65×40×40 mm
Nettogewicht	0,3 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Brutogewicht ca.	0,60 kg
Verzendgewicht	0,6 kg

### Objectief

Objectiefkwaliteit	Infinity Plan
Objectief vergroting	100 x
Numerieke apertuur	1,25
Objectief werkende afstand	0,19 mm