

# KERN OBB-A 1394

**KERN**

PH-Kondensor und PH-Schieber 10× für Phasenkontrasteinheit der Serie OBN-1



## Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	Phasenkontrasteinheit

## Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	170×120×70 mm
Nettogewicht	0,3 kg
Versandart	Paketsdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Bruttogewicht ca.	0,80 kg
Versandgewicht	0,8 kg

## Piktogramme

STANDARD

