

# KERN OBB-A 1399

**KERN**

PH-Schieber 10 × für Phasenkontrasteinheit der Serie OBL-1



## Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	PH-Schieber

## Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	100×40×25 mm
Nettogewicht	0,1 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Bruttogewicht ca.	0,40 kg
Versandgewicht	0,4 kg

## Piktogramme

STANDARD

