

# KERN OBB-A 1400

**KERN**

PH-Schieber 20 für Phasenkontrasteinheit der Serie OBL-1



## Kategorie

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Marke            | Optics               |
| Produktkategorie | Optisches Instrument |
| Produktgruppe    | PH-Schieber          |

## Umgebungsbedingungen

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Lagertemperatur [Min] | -5 °C |
| Lagertemperatur [Max] | 40 °C |

## Verpackung & Versand

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Lieferzeit                     | 1 d          |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 100×40×25 mm |
| Nettogewicht                   | 0,1 kg       |
| Versandart                     | Paketdienst  |
| Nettogewicht ca.               | 0,10 kg      |
| Bruttogewicht ca.              | 0,40 kg      |
| Versandgewicht                 | 0,4 kg       |

## Piktogramme

STANDARD

