

# KERN OBB-A 1442

**KERN**

Achromatisches Objektiv, 100 x, E-Plan /0,8 (trocken) (gefedert) W.D. (0,15 mm)



## Piktogramme

### STANDARD



1 DAY

## Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	Mikroskopobjektiv achromatisch

## Bauform

Anti-Fungus	✓
-------------	---

## Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	65×40×40 mm
Nettogewicht	0,3 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Bruttogewicht ca.	0,60 kg
Versandgewicht	0,6 kg

## Objektiv

Objektivqualität	E-Plan Achromatisch
Objektiv Vergrößerung	100 x
Numerische Apertur	0,8
Objektiv Arbeitsabstand	0,15 mm