

# KERN OBB-A 1442

**KERN**

Achromatisch objectief, 100 x, E-Plan /0,8 (droog) (geveerd) W.D. (0,15 mm)



## Pictogrammen

### STANDARD



## Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	Microscoop objectief achromatisch

## Ontwerp

Anti fungus	✓
-------------	---

## Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

## Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	65×40×40 mm
Nettogewicht	0,3 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Brutogewicht ca.	0,60 kg
Verzendgewicht	0,6 kg

## Objectief

Objectiefkwaliteit	E-Plan-achromatisch
Objectief vergroting	100 x
Numerieke apertuur	0,8
Objectief werkende afstand	0,15 mm