

KERN OBB-A 1442

KERN

Objetiva acromática, 100 x, E-Plan /0,8 (seca) (com molas) W.D. (0,15 mm)



Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	Optics
Categoria de produto	Instrumento ótico
Grupo de produto	Objetiva acromática de microscópio

Desenho

Anti fungus	✓
-------------	---

Condições ambientais

Temperatura de armazenamento [Min]	-5 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	65×40×40 mm
Peso líquido	0,3 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,30 kg
Peso bruto aprox.	0,60 kg
Peso de envio	0,6 kg

Objectiva

Qualidade da objetiva	Plana E acromática
Objetivo ampliação	100 x
Abertura numérica	0,8
Objetiva distância de trabalho	0,15 mm