

KERN OBB-A 1446

Tubus Binokular

KERN



Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	Mikroskopkopf

Bauform

Tubus Art	Binokular
Tubus Neigungswinkel	30°
Dioptrienausgleich	einseitig
Pupillenabstand [Max]	75 mm
Pupillenabstand [Min]	50 mm

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	265×185×165 mm
Nettogewicht	1,4 kg
Versandart	Paketsdienst
Nettogewicht ca.	1,4 kg
Bruttogewicht ca.	2,0 kg
Versandgewicht	2 kg

Piktogramme