

KERN OBB-A 1455

KERN

PH-Schieber 100x für Phasenkontrasteinheit der Serie OBN-1



Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	PH-Schieber

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	120×50×40 mm
Nettogewicht	0,1 kg
Versandart	Paketsdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Bruttogewicht ca.	0,40 kg
Versandgewicht	0,4 kg

Piktogramme

STANDARD

