


KERN OBB-A 1467

KERN

Filtro verde, adatto per i modelli: OBS 104, OBS 106, OBE-1



Categoria

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Marchio | Optics |
| Categoria di prodotto | Strumento ottico |
| Gruppo di prodotti | Filtro per microscopio |

Design

| | |
|-------------------|----------|
| Filtro - tipo | Standard |
| Filtro - diametro | 32 mm |
| Filtro - colore | verde |

Condizioni ambientali

| | |
|---------------------------------|-------|
| Temperatura di stoccaggio [Min] | -5 °C |
| Temperatura di stoccaggio [Max] | 40 °C |

Imballaggio e spedizione

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Divisione forza [d] (N) | 1 d |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 50×50×2 mm |
| Peso netto | 0,1 kg |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Peso netto ca. | 0,10 kg |
| Peso lordo ca. | 0,20 kg |
| Peso di spedizione | 0,2 kg |

Pittogrammi

STANDARD

