

KERN OBB-A 1471

KERN

Tube monoculaire, 45° incliné, pivotable à 360°



Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produits	Instrument optique
Groupe de produit	Tête de microscope

Forme de construction

Tube type	Monoculaire
Angle d'inclinaison du tube	45°
Rotation du tube à 360°	✓

Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-5 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	265×185×165 mm
Poids net	0,8 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,80 kg
Poids brut env.	1,00 kg
Poids d'expédition	1,6 kg

Pictogrammes

STANDARD

